

敬請轉交：貴公司研發部門/老闆

LICX

來裕用心 + 原料專精 + 迅速創新 + 服務貼心 CODIF

台灣來裕公司

台北市 106 大安區安和路二段七號四樓之一

TEL: 886-2-27028147

FAX: 886-2-27097392

# SKINPERF LWG 完美肌膚再現

低刺激果酸治療


**獨特的果酸 AHA 釋放科技，外至內療法，肌膚表皮重整、再生！**

※INCI: Water (and) glycolic acid (and) lactic acid (and) sodium magnesium silicate (and) citric acid (and) xanthan gum.

※中文名稱：水(和)羥基乙酸(和)乳酸(和)矽酸鎂鈉(和)檸檬酸(和)三仙膠 (AHA含量28%)

## ➤ 產品特色：

- ✧ **Skinperf LWG** 是角質層療法的新工具。由綠色生化材料形成**層狀果酸凝膠**，在內皮扮演果酸AHA儲存槽的作用，以漸進控制的方式緩慢釋放果酸AHAs來避免刺激。
- ✧ **Skinperf LWG** 的全新釋放系統，可讓果酸AHA在低百分比條件下高效的**作用**。**兩週內可達到和傳統果酸8%一樣的效果且無其刺激性。**
- ✧ 使用四週，**皮膚亮采，斑點、黑頭粉刺、痘疤明顯淡化。**



## ➤ 產品介紹：

果酸一直在完美肌膚研究中，扮演著不可或缺的角色，但往往因為肌膚產生的不適感或有肌膚灼傷的可能而受到限制。果酸能有效削弱角質層的附著力、促進剝離代謝、進而加速細胞的再生，新生的角質層更為細滑、更加亮采潤澤。果酸常運用在表面去角質，撫平皺紋，淡化色斑，改善痤瘡、毛孔和黑頭粉刺等問題，但如果角質護理過度激烈反而會造成角質細胞促發發炎反應，皮膚過乾。


外至內療法(Outside-In-Therapy)提倡的是讓活性物質以漸進、可控的方式並提升從肌膚表面向內擴散的效果。Skinperf LWG就是以此療法開發而成。

Codif定義了**效能指數PI值**= %去角質 / %發炎介質; PI值大於1，代表著好的去角質功效且發炎率低。PI值越大的產品是我們的目標。



## ➤ 實驗數據：

- ✧ **與傳統膠體相比Skinperf LWG能拉長近2倍的釋放時間**：實驗測試發現Skinperf LWG和傳統的CMC做對比，CMC約5個半小時即完成所有釋放，而Skinperf LWG可將釋放時間拉長至9個多小時，拉長近2倍的釋放時間，以持續漸進的方式將果酸釋放至肌膚。
- ✧ **Skinperf LWG 的配方產品 PI值可大於3**：實驗測試發現添加2% Skinperf LWG 的面霜配方PI值為3.33，而添加8%的果酸面霜PI值為0.86，添加15%的果酸面霜PI值為0.91。Skinperf LWG的科技所提供的持續漸進擴散特性，使果酸在較低的百分比(0.56%)條件下卻提供較高的效能。
- ✧ **皮膚光澤亮白更無暇**：17位受試者使用添加2%Skinperf LWG的面霜每天兩次、使用28天，只需兩週時間，皮膚煥然一新。四週後，痘疤、色斑以及黑頭粉刺能明顯淡化減少。無受試者感受到不適感，無臉紅發燙或刺癢等不適感。



## ➤ 建議用量：2%。

➤ **配方操作**：本產品為凝膠狀水分散產品，適合添加在各類保養品配方(水性或各類乳化配方)。建議於生產最後步驟 45°C 以下添加。

➤ **配方應用**：特別適合添加在煥顏細緻膚質保養品中如煥顏精華、柔光細滑面霜、瑕疵修護產品、痤瘡/黑頭淨化凝膠、睡眠煥膚面膜等。

➤ **行銷優點**：※漸進釋放果酸，增加其作用時間並無刺激反應。溫和有效的煥膚！